



DIVISIÓN VETERINARIA

Electrobisturí
Microprocesado

Vet 2 150w

Vet 2 - Características generales:

- Características generales.
- Microprocesado en todas las funciones.
- Comando digital en el mango.
- Manipulación simplificada y auto-explicativa.
- Memorización digital.
- Compensación automática de la potencia con variación de la resistencia eléctrica del tejido.
- Diferentes niveles de Blend (mezcla de corte y coagulación).
- Selección de las funciones a través del tipo de teclas UP/DOWN.
- Hasta 09 procedimientos quirúrgicos pueden ser programados.
- Voltaje de entrada 127/220 VAC, 50 o 60Hz con interruptor de llave.

Sistema de Seguridad:

Tiene un ALARMA qui alertará la equipe médica a través de señales sonoro y visual, siempre que haber alguna falla en la conexión de la placa (reempimiento del conector o la mala conxión de la placa al equipo), con bloqueo en el funcionamiento del equipo.

Accesorios para el o Vet 2:

- 01 Mango soporte-electrodo con comando digital (CD-04) con cable de silicona.
- 01 Placa neutra de acero inoxidable flexible (PN-02), con cable.
- 01 Cable para placa acero inoxidable (CP-11).
- 01 Juego de electrodos (EM10, EM12, EM13).

Accesorios opcionales (a pedido):

- Mango soporte - electrodo simples monopolar (CM-05), con cable de silicona.
- Pinzas Hemostáticas especiales, con cable.
- Pedal (PE-151 RS), con cable.
- Unidad de transporte (UT-202).

Modelo x Potencia	Corte Puro	Blend 1	Blend 2	Blend 3	Coagulación Desiccate	Programación
Vet 2 - 150w	150	120w*	100w*	90w*	80w*	9

*con carga de 500 Ohms.

Las informaciones aqui contenidas pueden ser cambiadas sin aviso.



DELTRONIX®



Tel.: +55 (16) 4009 5454 | deltronix@deltronix.com.br | www.deltronix.com.br