



Consiga una visión más amplia. Una visión mejor. Una visión más definida.

Únicamente con el nuevo Otoscopio MacroView™ de Welch Allyn.

El nuevo Otoscopio MacroView de Welch Allyn cambiará para siempre la forma de ver el oído — sin cambiar la forma de trabajar. Este otoscopio de última generación cuenta con una óptica avanzada que aumenta la magnificación al mismo tiempo que proporciona una visión casi completa de la membrana timpánica —eliminando virtualmente la necesidad de panoramizar. Y lo que es más, con el ocular fácil de enfocar, el Otoscopio MacroView le facilita una mejor visualización que le permite ver más allá del cerumen, localizar líquidos detrás del tímpano e incluso realizar exploraciones sin gafas. En pocas palabras: el Otoscopio MacroView le proporciona una visión más amplia, mejor y más definida del oído — permitiéndole realizar las exploraciones de cada día con mayor rapidez y eficacia.



Consiga una visión casi completa de la membrana timpánica

El Otoscopio MacroView de Welch Allyn le proporciona:

- Un campo de visión dos veces mayor
- Una magnificación un 30% mayor en comparación con un otoscopio tradicional
- Una visión casi completa de la membrana timpánica
- Mayor claridad y definición de los puntos de referencia
- La posibilidad de ajustar el enfoque a distintas profundidades del conducto auditivo externo o en casos de hipermetropía
- Mecanismo de fijación en la punta para fijar los espejuelos para oído, junto con un mecanismo de eyección para su eliminación

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



■ El mecanismo de fijación en la punta garantiza una fijación firme y una eliminación sencilla de los espéculos para oído

■ Elija entre los espéculos para oído desechables o reutilizables

■ La ruedecilla para ajustar el enfoque le permite acomodar distintas profundidades del conducto auditivo externo así como casos de hipermetropía

■ Orificio de insuflación para la otoscopia neumática

■ Posición de enfoque por defecto (el punto y la línea)

■ Iluminador de garganta opcional

■ La óptica avanzada le proporciona un campo de visión dos veces mayor y una magnificación un 30% mayor en comparación con un otoscopio convencional

Otoscopio MacroView™ de Welch Allyn

Información para pedidos

23820 Otoscopio MacroView™ de Welch Allyn con iluminador de garganta

23810 Otoscopio MacroView™ de Welch Allyn

El otoscopio Welch Allyn también está disponible en sets de diagnóstico, sets de cargador de sobremesa y en sistemas integrados de pared.

Accesorios

23804 Pera para el insuflador

06500-U Bombilla de repuesto

52432-U Espéculos para oído desechables, pediátricos, KleenSpec®, universales

52434-U Espéculos para oído desechables, adultos, KleenSpec®, universales

24400-U Set de 4 espéculos reutilizables para el oído (2, 3, 4 y 5 mm)



¡ NUEVO ! SofSeal™ – encaja en la punta del espéculo Welch Allyn para mejorar el sellado y la comodidad durante la otoscopia neumática.

24330 SofSeal, Mediano – recomendado para espéculos de 3, 4 y 5 mm

24320 SofSeal, Pequeño – recomendado para espéculos de 2, 3 y 4 mm



¡ NUEVO ! Espéculo con hendidura que permite la instrumentación y visualización a la vez.

52700 Punta de Instrumentación (compatible con 23810 y 23820 Otoscopio MacroView)

Descubra cómo el nuevo Otoscopio MacroView de Welch Allyn puede permitirle llevar las exploraciones de ORL al siguiente nivel. Para mayor información, visite www.welchallyn.com/macrovew

Welch Allyn Iberia,
General Varela 35, planta 2ª,
oficina 10-11, 28020 Madrid, España,
Tel: +34 91 2990376 Fax: +34 91 4252679
www.welchallyn.es

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™