

Autoclaves **Horizontales** de Bancada



Proyectadas y fabricadas con materiales de alta calidad de acuerdo con las normas ABNT NBR ISO 11816, ABNT NBR ISO 11817, ABNT NBR ISO 17665, ABNT NBR ISO 14971, ABNT NBR ISO 5410, ASME Section VIII, Division I, NR-13, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, entre otras.

AB 12 a 21 litros

Cámara interna, tapa, y bandejas fabricadas en acero inoxidable. Abastecimiento de agua manual. Posee controlador micro procesado con 10 ciclos totalmente configurables protegidos con contraseña, siendo 9 nombrados y 1 libre. Permite la programación de la temperatura de trabajo hasta 134° C y los tiempos de esterilización y secado. Eliminación automática del aire interno. Compuesto por amplia pantalla gráfica con un área de visión de 72x40mm para la visualización de los parámetros del proceso y manómetro independiente para lectura de la presión. No requiere instalación hidráulica. Capacidad para 12, 14, 19 y 21 litros.



TABLA DIMENSIONAL	Modelo	Capacidad Aproximada (litros)	Dimensiones Internas (cm)		Quantidad de bandejas	Dimensiones de las bandejas (cm)	Potencia (watts)	Tensión (volts)
			diám.	prof.				
	AB-12	12	23	28	2	16 x 28	1100	127 ou 220
	AB-14	14	23	35	3	16 x 35	1100	127 ou 220
	AB-19	19	23	45	3	16 x 45	1300	127 ou 220
	AB-21	21	23	50	3	16 x 50	1300	127 ou 220

AB 25, 42 e 60 litros

Cámara interna, tapa, y bandejas fabricadas en acero inoxidable. Abastecimiento de agua manual. Posee controlador micro procesado con 10 ciclos totalmente configurables protegidos con contraseña, siendo 9 nombrados y 1 libre. Permite la programación de la temperatura de trabajo hasta 134° C y los tiempos de esterilización y secado. Eliminación automática del aire interno. Compuesto por amplia pantalla gráfica con un área de visión de 72x40mm para la visualización de los parámetros del proceso y manómetro independiente para lectura de la presión. No requiere instalación hidráulica. Opcionalmente se puede realizar el secado a través de bomba de vacío. De fácil instalación, no requiere instalación hidráulica. Capacidad para 25, 42 y 60 litros.



TABLA DIMENSIONAL	Modelo	Capacidad Aproximada (litros)	Dimensiones Internas (cm)		Quantidad de bandejas	Dimensiones de las bandejas (cm)	Potencia (watts)	Tensión (volts)
			diám.	prof.				
	AB-25	25	30	36	3	22 X 33	1800	127 ou 220
	AB-42	42	30	60	3	22 X 57	2400	220
	AB-60	60	30	85	3	22 X 82	2400	220

OPCIONALES:
IMPRESORA
Y BOMBA
DE VACÍO



OPCIONALES: IMPRESORA,
BOMBA DE VACÍO, GENERADOR
DE VAPOR Y DOBLE CÁMARA.

AB 54 e 96 litros

Cámara interna, depósito de agua y bandejas, todo fabricado en acero inoxidable. Abastecimiento de agua automático. Posee controlador micro procesado con 10 ciclos totalmente configurables protegidos con contraseña, siendo 9 nombrados y 1 libre. Permite la programación de la temperatura de trabajo hasta 134° C y los tiempos de esterilización y secado. Eliminación automática del aire interno. Compuesto por amplia pantalla gráfica con un área de visión de 72x40mm para la visualización de los parámetros del proceso y manómetro independiente para lectura de la presión. Sistema de cierre muy práctico y seguro, con puerta de acero inoxidable, maciza y abombada internamente. Posee brazos concéntricos también de acero inoxidable, movidos por un volante central (tipo escotilla). De fácil instalación. Capacidad para 54 y 96 litros. Fabricada con materiales de alta calidad.

TABLA DIMENSIONAL	Modelo	Capacidad Aproximada (litros)	Dimensiones Internas (cm)			Quantidad de bandejas	Dimensiones de las bandejas (cm)	Tensión (volts)
			alt.	an.	prof.			
	AB-54	54	30	30	60	2	28 x 55	220
	AB-96	96	40	40	60	2	36 x 54	220